

KATALOG 2021/22
R E H A B I L I T A C J A

nalu

O NAS

NaluConcept jest polskim producentem kształtek oraz materacy przeznaczonych do rehabilitacji oraz masażu. Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w szpitalach, placówkach medycznych, gabinetach fizjoterapii i masażu a także szkołach jako wyposażenie sal gimnastycznych. Naszą misją jest tworzenie najwyższej jakości produktów, które dadzą pacjentom możliwość powrotu do pełnej sprawności fizycznej.

Oddajemy w Państwa ręce katalog z produktami, które zostały stworzone wraz ze specjalistami z dziedziny rehabilitacji, ale także są konsekwencją pracy z Państwem jako naszymi klientami.

Za wszelkie Państwa sugestie i cenne uwagi serdecznie dziękujemy! NaluConcept to nie tylko nasza praca, ale również pasja i wyzwanie, dlatego jak zawsze zachęcamy do kontaktu z nami, celem realizacji niestandardowych projektów.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Kobyłecki i Łukasz Klimowski



@NALU**CONCEPT**PRODUCENT



info@**nalu**concept.com



+48 **790 760 764**





SPIS TREŚCI

Kształtki rehabilitacyjne

Kostki rehabilitacyjne **6-7**

Wąłki rehabilitacyjne **8-9**

Półwąłki rehabilitacyjne **10-11**

Kliny rehabilitacyjne **12-13**

Kliny do masażu tensegracyjnego i po endoprotezie **14**

Materace i siedziska rehabilitacyjne

Materace jednoczęściowe **16-17**

Materace dwuczęściowe **18-19**

Materace trzyczęściowe **20-21**

Siedziska rehabilitacyjne **22-23**

Materace i twarde

Materace twarde jednoczęściowe **24-25**

Materace twarde dwuczęściowe **26-27**

Materace twarde trzyczęściowe **28-29**

Pokrowce na materace **30-31**

WARIANTY KOLORYSTYCZNE KSZTAŁTEK

 3104	Czerwony	 1118	Kremowy	 1044	Beżowy	 6263	Ciemnozielony
 7107	Ciemnoszary	 1549	Pomarańczowy M	 1123	Żółty	 9001	Biały
 3333	Jasnoróżowy	 6248	Zielony	 6156	Jasnozielony	 9011	Czarny
 3036	Ciemnoróżowy	 5348	Błękitny	 1017	Pomarańczowy	 5154	Jasnoniebieski
 5161	Fioletowy	 6021	Zielony M	 7000	Jasnoszary	 5118	Ciemnoniebieski

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY UŻYTE W PRODUKCJI

Specyfikacja materiału:

- Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OE · KO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny

Wypełnienie

Średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia



Wyrób medyczny

Kształtki oraz Materace rehabilitacyjne są wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażone w deklarację zgodności producenta i opatrzone znakiem CE.

KOSTKI REHABILITACYJNE



Kostki rehabilitacyjne znajdują swoje zastosowanie w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masażu tradycyjnych i sportowych. Użycie ich wpływa pozytywnie między innymi na rozluźnienie struktur tkankowych mięśni, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych, zapewniając tym samym komfort i relaks w trakcie zabiegu. Kostki rehabilitacyjne polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Kostki dostępne są w 21 kolorach oraz 8 rozmiarach. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Polecane zastosowanie

- w rehabilitacji
- podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
- w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
- w łagodzeniu urazów poszczególnych części ciała
- dla podparcia: kolan, kostek, głowy pacjenta
- w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
- w salonach kosmetycznych
- w salach zabaw dla dzieci



NC129



NC130




NC131




NC132



NC133



NC134



NC297



NC280

WYMIARY KOSTEK REHABILITACYJNYCH

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC129	25 CM	25 CM	10 CM
NC130	30 CM	30 CM	30 CM
NC131	50 CM	20 CM	10 CM
NC132	50 CM	50 CM	50 CM
NC133	60 CM	20 CM	10 CM
NC134	60 CM	30 CM	30 CM
NC297	60 CM	60 CM	60 CM
NC280	60 CM	60 CM	60 CM

WAŁKI REHABILITACYJNE



Wałki rehabilitacyjne znajdują swoje zastosowanie w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej, masażu tradycyjnych i sportowych, gdyż idealnie nadają się do unoszenia i separacji kończyn. Można je wykorzystać także do podpierania kolan, stóp, ramion, a także barków pacjenta. Wałki rehabilitacyjne polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Wałki dostępne są w 21 kolorach oraz 9 rozmiarach. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Polecane zastosowanie:

- w rehabilitacji
- podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
- w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
- w łagodzeniu urazów poszczególnych części ciała
- dla podparcia: kolan, kostek, głowy pacjenta
- w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
- w salonach kosmetycznych
- w salach zabaw dla dzieci



NC100



NC101



NC102



NC103



NC104




NC105



NC106



NC107



NC108

KOD

DŁUGOŚĆ

ŚREDNICA

NC100

30 CM

10 CM

NC101

60 CM

10 CM

NC102

30 CM

15 CM

NC103

60 CM

15 CM

NC104

30 CM

20 CM

NC105

60 CM

20 CM

NC106

60 CM

25 CM

NC107

60 CM


30 CM

NC108

80 CM

30 CM

PÓŁWAŁKI REHABILITACYJNE



Półwałki rehabilitacyjne znajdują swoje zastosowanie w różnego rodzaju ćwiczeniach poprawiających sprawność fizyczną pacjenta. Stosowane są w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej, masażu tradycyjnych i sportowych oraz ćwiczeniach wpływających na poprawę kondycji kręgosłupa. Ich regularne stosowanie w terapii zmniejszają dolegliwości związane z bólami i wadami osi szkieletu. Używane są często w pozycjach leżących, gdyż z ich pomocą możliwa jest do uzyskania pozycja odciążająca. Wałki rehabilitacyjne polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Półwałki dostępne są w 21 kolorach oraz 8 rozmiarach. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Polecane zastosowanie:


- w rehabilitacji
- podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
- w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
- w łagodzeniu urazów poszczególnych części ciała
- dla podparcia: kolan, kostek, głowy pacjenta
- w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
- w salonach kosmetycznych
- w salach zabaw dla dzieci



KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC110	60 CM	15 CM	10 CM
NC111	60 CM	30 CM	10 CM
NC112	60 CM	30 CM	15 CM
NC113	60 CM	40 CM	20 CM
NC114	30 CM	25 CM	7 CM
NC115	40 CM	25 CM	5 CM
NC116	40 CM	25 CM	7 CM
NC298	30 CM	30 CM	10/7,5 CM*

* Wysokość dwóch grzbietów

KLINY REHABILITACYJNE




Kliny rehabilitacyjne znajdują swoje zastosowanie w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masażu tradycyjnych i sportowych. Mogą być stosowane podczas leżenia na plecach lub na brzuchu, w zależności od pozycji złożeniowej w czasie zabiegów. Kliny rehabilitacyjne mogą być także wykorzystywane z powodzeniem w trakcie rehabilitacji po urazach czy operacjach ortopedycznych, gdyż zabezpieczają kończyny dolne przed wykonaniem niewłaściwych ruchów. Polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Kliny dostępne są w 21 kolorach oraz 13 rozmiarach. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.


KOD

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

NC117	20 CM	15 CM	10 CM
NC118	20 CM	25 CM	10 CM
NC119	30 CM	15 CM	30 CM
NC120	30 CM	20 CM	16 CM
NC121	30 CM	40 CM	12 CM
NC122	30 CM	40 CM	16 CM
NC123	35 CM	15 CM	21 CM
NC124	40 CM	50 CM	20 CM
NC125	50 CM	35 CM	20 CM
NC126	60 CM	60 CM	12 CM
NC127	70 CM	60 CM	25 CM
NC128	80 CM	60 CM	40 CM
NC292	60 CM	60 CM	15 CM




NC110




NC110




NC110




NC110




NC110




NC110




NC110




NC110




NC110



NC110




NC110



NC110

KLINY REHABILITACYJNE DO MASAŻU TENSEGRACYJNEGO I PO ENDOPROTEZIE



Kliny rehabilitacyjne znajdują swoje zastosowanie w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masażu tradycyjnych i sportowych. Mogą być stosowane podczas leżenia na plecach lub na brzuchu, w zależności od pozycji złożeniowej w czasie zabiegów. Kliny rehabilitacyjne mogą być także wykorzystywane z powodzeniem w trakcie rehabilitacji po urazach czy operacjach ortopedycznych, gdyż zabezpieczają kończyny dolne przed wykonaniem niewłaściwych ruchów. Polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Kliny dostępne są w 21 kolorach oraz 4 rozmiarach. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.



NC295



NC293



NC296



NC294

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC293	67/53 CM	25 CM	10 CM
NC294	67/53 CM	25 CM	15 CM
NC295	70/40 CM	40 CM	20 CM
NC296	35 CM	20/20 CM	13 CM

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY B2B

Firmy oraz sklepy internetowe zainteresowane sprzedażą produktów Nalu-Concept w roli dystrybutora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@naluconcept.com.

Nasi klienci hurtowi korzystają z wielu przywilejów, takich jak:



Zakup towaru z
rabatem
dealerskim



Dropshipping



Dostęp do
wygodnej platformy
sprzedażowej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat współpracy,
zapraszamy do kontaktu.

MATERACE JEDNOCZĘŚCIOWE




Materace stosowane są w trakcie terapii manualnej, fizjoterapii przy ćwiczeniach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masaży tradycyjnych i sportowych. Materace rehabilitacyjne polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas ćwiczeń statycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Materace rehabilitacyjne dostępne są w 21 kolorach oraz w 8 rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole i przedszkolu.

ZASTOSOWANIE


w fizjoterapii, podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych
podczas masaży (tradycyjnych, sportowych)
w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
w terapiach manualnych
w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
w salach zabaw dla dzieci

WARIANTY KOLORYSTYCZNE MATERACÓW REHABILITACYJNYCH



KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ
NC135	120 CM	60 CM	5 CM
NC136	195 CM	60 CM	5 CM
NC137	195 CM	100 CM	5 CM
NC138	200 CM	100 CM	5 CM
NC146	195 CM	85 CM	5 CM
NC139	200 CM	100 CM	10 CM
NC147	200 CM	80 CM	10 CM
NC229	120 CM	45 CM	5 CM

MATERACE DWUCZĘŚCIOWE



Stosowane są w trakcie terapii manualnej, Materace stosowane są w trakcie terapii manualnej, fizjoterapii przy ćwiczeniach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masażu tradycyjnych i sportowych. Materace rehabilitacyjne polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas ćwiczeń statycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Materace rehabilitacyjne dwuczęściowe dostępne są w 21 kolorach oraz w 3 rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole i przedszkolu.

Materac posiada uchwyty, które zapewniają między innymi prostotę rozkładania oraz składania, funkcjonalność a także łatwość w przenoszeniu. Kolor uchwytów jest zróżnicowany, w zależności od stanów magazynowych. Istnieje możliwość zamówienia praktycznego pokrowca do przechowywania oraz transportu materaca.

Polecane zastosowanie

- w fizjoterapii, podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych
- podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
- w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
- w terapiach manualnych
- w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
- w salach zabaw dla dzieci

Specyfikacja materiału

Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®

nie zawiera ftalanów

ognioodporny

odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol

odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz

odporny na zadrapania


olejoodporny

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia:


posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi


produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej



NC140




NC141



NC142

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC140	180 CM	60 CM	5 CM
NC141	200 CM	100 CM	5 CM
NC142	200 CM	100 CM	10 CM

MATERACE TRZYCZĘŚCIOWE



Materace stosowane są w trakcie terapii manualnej, fizjoterapii przy ćwiczeniach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, podczas gimnastyki korekcyjnej oraz w trakcie masażu tradycyjnych i sportowych. Materace rehabilitacyjne polecane są także dla dzieci, wykorzystanie ich podczas ćwiczeń statycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki.

Materace rehabilitacyjne dostępne są w 21 kolorach oraz w 8 rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole i przedszkolu.

Materac posiada uchwyty, które zapewniają między innymi prostotę rozkładania oraz składania, funkcjonalność a także łatwość w przenoszeniu. Kolor uchwytów jest zróżnicowany, w zależności od stanów magazynowych. Istnieje możliwość zamówienia praktycznego pokrowca do przechowywania oraz transportu materaca.

Polecane zastosowanie

- w fizjoterapii, podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych
- podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
- w gimnastyce korekcyjnej (w tym zwłaszcza dzieci)
- w terapiach manualnych
- w ćwiczeniach rozwijających motorykę dzieci
- w salach zabaw dla dzieci

Specyfikacja materiału

Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100

by OEKO-TEX ®

nie zawiera ftalanów

ognioodporny

odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol

odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz

odporny na zadrapania


olejoodporny

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia:


posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi


produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej



NC143



NC144



NC145

KOD

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

NC143

180 CM

60 CM

5 CM

NC144

195 CM

85 CM

5 CM

NC145

195 CM

100 CM

5 CM

SIEDZISKA REHABILITACYJNE



Gruszki rehabilitacyjne to miękkie i wygodne siedziska, które swoim kształtem dopasowują się do osoby siedzącej. Wypełnione są wysokiej jakości bezpiecznym granulatem styropianowym, dzięki czemu są miękkie i wygodne. Pokryte są trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości (możliwa dezynfekcja).

Dzięki szerokiej ofercie kolorystycznej oraz zróżnicowanym rozmiarom, gruszki mogą zostać wykorzystane zarówno przez dorosłych jak również tych najmłodszych użytkowników w zaciszu domowym, szkole bądź przedszkolu.

Specyfikacja materiału:


Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zdrapania
- olejoodporny

Wypełnienie: granulaty styropianowy

posiada ATEST HIGIENICZNY Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH

wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń oraz szkodliwych substancji składa się w 98% z pary wodnej, co sprawia że jest bardzo bezpieczny granulaty styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania. Dodatkowy granulaty znajdziesz pod kodem NC159.



GRUSZKA MAŁA

Kod Produktu: NC151

Wymiary: 70 X 70 X 60 cm



GRUSZKA DUŻA

Kod Produktu: NC152

Wymiary: 80 X 80 X 80 cm

WARIANTY KOLORYSTYCZNE SIEDZISK REHABILITACYJNYCH



3104



1118



1044



6263



7107



1549



1123



9001



3333



6248



6156



9011



3036



5348



1017



5154



5161



6021



7000



5118

MATERACE TWARDE JEDNOCZĘŚCIOWE



Prezentowany materac cechuje się wysoką twardością, wypełnienie to wtórnice spieniona twarda pianka R90, która gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć rehabilitacyjnych, treningu gimnastycznego, sportowego w tym sportów walki (rzuty, obalenia, trening parterowy). Wytrzymały, mocny i odporny na ścieranie materiał pokrowca łatwo utrzymać w czystości.


Materace jednoczęściowe twarde dostępne są w 21 kolorach oraz 3 rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole czy przedszkolu.

Polecane zastosowanie:

w fizjoterapii, podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych
podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
w sportach walki (rzuty, obalenia, trening parterowy)
w gimnastyce korekcyjnej i sportowej
w terapiach manualnych
w ćwiczeniach rozwijających motorykę
w salonach kosmetycznych
w salach zabaw dla dzieci

Istnieje możliwość zamówienia materaca ze spodem antypoślizgowym.

Potrzebujesz materaca w innych rozmiarach lub z rzepek? Wyślij do nas zapytanie.



KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC299	180 CM	60 CM	5 CM
NC300	200 CM	100 CM	5 CM
NC301	200 CM	120 CM	5 CM
NC299N	180 CM	60 CM	5 CM
NC300N	200 CM	100 CM	5 CM
NC301N	200 CM	120 CM	5 CM

MATERACE TWARDE DWUCZĘŚCIOWE



Prezentowany materac cechuje się wysoką twardością, wypełnienie to wtórnie spieniona twarda pianka R90, która gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć rehabilitacyjnych, treningu gimnastycznego, sportowego w tym sportów walki (rzuty, obalenia, trening parterowy). Wytrzymały, mocny i odporny na ścieranie materiał pokrowca łatwo utrzymać w czystości.

Materace dwuczęściowe twarde dostępne są w 21 kolorach oraz 3 rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole czy przedszkolu.

Polecane zastosowanie:

w fizjoterapii, podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych
podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
w sportach walki (rzuty, obalenia, trening parterowy)
w gimnastyce korekcyjnej i sportowej
w terapiach manualnych
w ćwiczeniach rozwijających motorykę
w salonach kosmetycznych
w salach zabaw dla dzieci

Istnieje możliwość zamówienia materaca ze spodem antypoślizgowym.

Potrzebujesz materaca w innych rozmiarach lub z rzepekem? Wyślij do nas zapytanie.



NC334



NC335



NC336

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC334	180 CM	60 CM	5 CM
NC335	200 CM	80 CM	5 CM
NC336	200CM	100 CM	5 CM

MATERACE TWARDE TRZYCZĘŚCIOWE



Prezentowany materac cechuje się wysoką twardością, wypełnienie to wtórnie spieniona twarda pianka R90, która gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć rehabilitacyjnych, treningu gimnastycznego, sportowego w tym sportów walki (rzuty, obalenia, trening parterowy). Wytrzymały, mocny i odporny na ścieranie materiał pokrowca łatwo utrzymać w czystości.

Materace trzyczęściowe twarde dostępne są w 21 kolorach oraz 3 rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest skomponowanie zestawu do ćwiczeń niezbędnego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole czy przedszkolu.

Polecane zastosowanie:


w fizjoterapii, podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych
podczas masażu (tradycyjnych, sportowych)
w sportach walki (rzuty, obalenia, trening parterowy)
w gimnastyce korekcyjnej i sportowej
w terapiach manualnych
w ćwiczeniach rozwijających motorykę
w salonach kosmetycznych
w salach zabaw dla dzieci

Istnieje możliwość zamówienia materaca ze spodem antypoślizgowym.

Potrzebujesz materaca w innych rozmiarach lub z rzepekem? Wyślij do nas zapytanie.



NC337



NC338



NC339

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
NC337	180 CM	60 CM	5 CM
NC338	195 CM	80 CM	5 CM
NC339	195 CM	100 CM	5 CM

POKROWCE NA MATERACE

Pokrowiec wykonany z solidnego i odpornego materiału, zamykany na zamek. Przechowywanie materaca w pokrowcu zapobiega uszkodzeniom oraz ułatwia jego transport. Posiada wygodny pas na ramię ułatwiający przenoszenie.

Pokrowce swoim rozmiarem idealnie pasują do materacy składanych z naszej oferty.



Kod Produktu: NC342

Wymiary: 200 X 80 X 5 CM



Kod Produktu: NC343

Wymiary: 195 x 80 x 5 CM



Kod Produktu: NC153

Wymiary: 180 X 60 X 5 Cm



Kod Produktu: NC154

Wymiary: 100 X 100 X 10 Cm



Kod Produktu: NC155

Wymiary: 200 X 100 X 10 Cm



Kod Produktu: NC156

Wymiary: 180 X 60 X 5 Cm



Kod Produktu: NC157

Wymiary: 195 X 85 X 5 Cm



Kod Produktu: NC158

Wymiary: 195 X 100 X 5 Cm

PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

Jeżeli w naszej ofercie nie znalazł się produkt, jakiego potrzebujesz, skontaktuj się z nami a chętnie go dla Ciebie wycenimy.

KONTAKT

NaluConcept Krzysztof Kobylecki, Łukasz Klimowski s.c.
ul. Torfowa 2/8, 30-384 Kraków, Polska
+48 790 760 764
info@naluconcept.com

Znajdź nas na www.naluconcept.com



The screenshot shows the NaluConcept website. The navigation bar includes links to 'Strefa zabawy', 'Strefa wypoczynku dla dzieci', 'Strefa rehabilitacji', 'Strefa bezpieczeństwa', 'Sala Doświadczania Świata', and 'Aktualności'. The hero section features the text 'Nowość w naszej ofercie - Kształtki rehabilitacyjne' and a 'SPRAWDŹ' button. A collection of colorful rehabilitation shims is displayed on the right, with a 'WYRÓB MEDYCZNY' logo. The footer contains the text 'Kształtki Rehabilitacyjne' and a description of their use in physiotherapy.

Nowość w naszej ofercie
- Kształtki rehabilitacyjne

SPRAWDŹ

Kształtki Rehabilitacyjne

Kształtki rehabilitacyjne do fizjoterapii oraz rozwoju dużej motoryki u dzieci. Użyty materiał pozwala na szybką dezynfekcję.

WYRÓB MEDYCZNY